

附件

北京中医药大学深圳医院（龙岗）专科材料中标结果表

招标编号：XM20230438

招标项目：专用耗材

| 包类 | 序号 | 采购项目名称 | 规格型号 | 参数需求 | 最高限价 (元) | 最高限 价单位 | 预计未来一 年需求量 | 预计采购总 金额(元) | 进口/ 国产 | 需求科室 | 首选中标供 应商 | 中标价格 (元) | 品牌 | 备选中标供 应商 | 中标价格 (元) | 品牌 |
|----|-----|-------------------------|------|---|-------------|------------|---------------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| 1包 | 1-1 | 胰岛素泵用储药器组件 | | 适用于贴敷式胰岛素泵MTM-I, 品牌: 杭州微泰 | 48 | 个 | 180 | 8640.00 | 国产 | 内分泌科 | 深圳市跃瑞 医疗科技有 限公司 | 48 | 杭州/微泰 | | 无 | |
| | 1-2 | 胰岛素泵用皮下输液器 | | 适用于贴敷式胰岛素泵MTM-I, 品牌: 杭州微泰 | 47.82 | 个 | 180 | 8607.60 | 国产 | 内分泌科 | | 47 | 杭州/微泰 | | | |
| | 1-3 | 持续葡萄糖监测系统 (一次性葡萄糖探头) | | 适用于贴敷式胰岛素泵MTM-I, 品牌: 杭州微泰 | 568 | 个 | 60 | 34080.00 | 国产 | 内分泌科 | | 560 | 杭州/微泰 | | | |
| 2包 | 2-1 | 一次性使用胰岛素泵注射组件(输注管路) | | 适用于胰岛素泵PH300, 品牌: 郑州瑞宇 | 38 | 个 | 800 | 30400.00 | 国产 | 内分泌科 | | 38 | 郑州/瑞宇 | | | |
| | 2-2 | 一次性使用胰岛素泵注射组件(储药器) | | 适用于胰岛素泵PH300, 品牌: 郑州瑞宇 | 25 | 个 | 800 | 22400.00 | 国产 | 内分泌科 | | 25 | 郑州/瑞宇 | | | |
| 3包 | 3-1 | 胰岛素笔式数显注射器 | | 适用于3毫升诺和诺德胰岛素 | 198 | 支 | 490 | 97020.00 | 国产 | 内分泌科 | 深圳广药联 康医药有限 公司 | 198 | 天津/诺和 | | 无 | |
| 4包 | 4-1 | 干化学尿液分析试纸条 | | 适用于全自动尿液分析仪Mejer-7001、全自动尿沉渣分析仪Mejer-1800, 品牌: 深圳美侨 | 1.6 | 人份 | 8200 | 13120.00 | 国产 | 检验科 | 深圳济康医 疗设备有限 公司 | 1.6 | 深圳/美侨 | | 无 | |
| | 4-2 | 尿液有形成分染色包 | | 适用于全自动尿液分析仪Mejer-7001、全自动尿沉渣分析仪Mejer-1800, 品牌: 深圳美侨 | 6.39 | 人份 | 8000 | 51120.00 | 国产 | 检验科 | 深圳济康医 疗设备有限 公司 | 6.28 | 深圳/美侨 | | | |
| | 4-3 | 清洗液 | | 适用于全自动尿液分析仪Mejer-7001、全自动尿沉渣分析仪Mejer-1800, 品牌: 深圳美侨 | 0.4 | 人份 | 26000 | 10400.00 | 国产 | 检验科 | 深圳济康医 疗设备有限 公司 | 0.4 | 深圳/美侨 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|------|--|---------|----|------|-----------|----|----|----------------|-------|---------|---|
| 5包 | 5-1 | 食物特异性抗体IgG4检测试剂盒（酶联免疫法） | 8人份 | 1.灵敏度：应不高于25.0 U/ml。 2.精确度：批内不精密度(CV) ≤15%。 3.准确性：回收率应在90.0%-110.0%范围内。 | 208.75 | 人份 | 1240 | 258850.00 | 国产 | 儿科 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | 207.5 | 杭州/浙大迪迅 | 无 |
| | 5-2 | 吸入性-食物性过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒2（免疫印迹法） | 20人份 | 1.最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于0.35 IU/mL。 2.阴性质控品符合率：阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。 3.阳性质控品符合率：阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。 4.精密度的：以某一浓度的人IgE校准品重复测定（n=10），反应结果一致，显色度均一。 | 293.00 | 人份 | 20 | 5860.00 | 国产 | 儿科 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | 292.5 | 杭州/浙大迪迅 | |
| | 5-3 | 吸入性-过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒（免疫印迹法） | 20人份 | 1.最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于0.35 IU/mL。 2.阴性质控品符合率：阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。 3.阳性质控品符合率：阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。 4.精密度的：以某一浓度的人IgE校准品重复测定（n=10），反应结果一致，显色度均一。 | 104.50 | 人份 | 20 | 2090.00 | 国产 | 儿科 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | 104 | 杭州/浙大迪迅 | |
| | 5-4 | 食物特异性抗体IgG检测试剂盒（蛋白芯片法） | 10人份 | 1.最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于0.35 IU/mL。 2.阴性质控品符合率：阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。 3.阳性质控品符合率：阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。 4.精密度的：以某一浓度的人IgE校准品重复测定（n=10），反应结果一致，显色度均一。 | 1020.00 | 人份 | 160 | 163200.00 | 国产 | 儿科 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | 1020 | 杭州/浙大迪迅 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|-----------|---|---------|---|-----|----------|----|--------|---------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
| 6包 | 6-1 | 柠檬酸消毒液 | 5L/桶 | 1.使用范围：本品适用于带比例混合系统的能加温至80℃的血液透析装置及其它带热消毒的仪器设备清洗和消毒。 2.主要有效成分及其含量：产品总酸含量（以柠檬酸计）质量容积比为22.5%-27.5%，质量百分比为19%-23%。 | 235.00 | 桶 | 10 | 2350.00 | 国产 | 血透室护理组 | 深圳市美欣医疗器械有限公司 | 117 | 山东/名德 | 广东亿达医疗器械有限公司 | 118 | 广州/康盛 |
| | 6-2 | 柠檬酸消毒液 | 5L/桶 | 1.使用范围：本品适用于带比例混合系统的能加温至80℃的血液透析装置及其它带热消毒的仪器设备清洗和消毒。 2.主要有效成分及其含量：产品总酸含量（以柠檬酸计）质量容积比为45.0%-55.0%，质量百分比为38%-463%。 | 190.00 | 桶 | 300 | 57000.00 | 国产 | 血透室护理组 | 深圳市美欣医疗器械有限公司 | 120 | 山东/名德 | 广东亿达医疗器械有限公司 | 120 | 广州/康盛 |
| 7包 | 7-1 | 梯度离心培养液 | 12x12ml/盒 | 产品为无菌液体。 主要用于辅助生育培养过程中精子的分离。 | 5052.00 | 盒 | 10 | 50520.00 | 进口 | 妇科 | 流标 | | | | | |